

Таблица соответствия дозаторов и наконечников производства ООО «ЭКОСХИМ»

| КОД ТОВАРА | ДОЗАТОРЫ | КОД ТОВАРА | НАКОНЕЧНИКИ |
|--|---|--|--|
| 1.75.30.50.0020 1.75.30.30.0038 1.75.30.50.0030 1.75.30.30.0042 1.75.30.60.0010 1.75.30.70.0010 | Дозатор ЭКОХИМ - ОП-1-0,5-10 Дозатор Экохим - ОПА-0,5-10 Дозатор ЭКОХИМ - ОП-1- 2-20 Дозатор Экохим - ОПА-2-20 Дозатор Экохим - МП-8-0,5-10 Дозатор ЭКОХИМ - МП-12-0,5-10 | 1.75.30.30.0090 1.75.30.30.0090Ш 1.75.30.30.0102 1.75.30.30.0102Ш 1.75.30.30.1010 1.75.30.30.1010Ш.1 1.75.30.30.1009 1.75.30.30.1009Ш | Универсальный наконечник 10 мкл (россыпь) - 1000 шт. Универсальный наконечник 10 мкл в штативе (1x96) Универсальный наконечник 20 мкл (россыпь) - 1000 шт. Универсальный наконечник 20 мкл в штативе (1x96) Наконечник с фильтром (россыпь) 10 мкл - 1000 шт. Наконечник с фильтром в штативах 10 мкл (1x96) Наконечник с фильтром (россыпь) 20 мкл - 1000 шт. Наконечник с фильтром в штативах 20 мкл (1x96) |
| 1.75.30.50.0040 1.75.30.30.0044 1.75.30.40.0020 1.75.30.30.0068 1.75.30.40.0030 1.75.30.30.0061 1.75.30.40.0040 1.75.30.30.0073 1.75.30.40.0050 1.75.30.30.0074 1.75.30.40.0060 1.75.30.30.0075 | Дозатор ЭКОХИМ - ОП-1- 5-50 Дозатор Экохим - ОПА-5-50 Дозатор ЭКОХИМ - ОФ-1-5 Дозатор Экохим - ОФА-5 Дозатор ЭКОХИМ - ОФ-1-10 Дозатор Экохим - ОФА-10 Дозатор ЭКОХИМ - ОФ-1-20 Дозатор Экохим - ОФА-20 Дозатор ЭКОХИМ - ОФ-1-25 Дозатор Экохим - ОФА-25 Дозатор ЭКОХИМ - ОФ-1-50 Дозатор Экохим - ОФА-50 | 1.75.30.30.0100 1.75.30.30.0100Ш 1.75.30.30.0101 1.75.30.30.0093 1.75.30.30.0093.5 1.75.30.30.0093Ш 1.75.30.30.1011 1.75.30.30.1011Ш | Универсальный наконечник 200 мкл (россыпь) - 1000 шт. Универсальный наконечник 200 мкл в штативе (1x96) Универсальный наконечник 250 мкл (россыпь) - 1000 шт. Универсальный наконечник 300 мкл (россыпь) - 1000 шт. Универсальный наконечник 300 мкл (россыпь) - 500 шт. Универсальный наконечник 300 мкл в штативах (1x96) Наконечник с фильтром (россыпь) 100 мкл - 1000 шт. Наконечник с фильтром в штативах 100 мкл (1x96) |
| 1.75.30.50.0050 1.75.30.30.0039 1.75.30.40.0071 1.75.30.30.0072 | Дозатор ЭКОХИМ - ОП-1-10-100 Дозатор Экохим - ОПА-10-100 Дозатор ЭКОХИМ - ОФ-1-100 Дозатор Экохим - ОФА-100 | 1.75.30.30.0100 1.75.30.30.0100Ш 1.75.30.30.0101 1.75.30.30.0093 1.75.30.30.0093Ш 1.75.30.30.0093.5 1.75.30.30.1011 1.75.30.30.1011Ш | Универсальный наконечник 200 мкл (россыпь) - 1000 шт. Универсальный наконечник 200 мкл в штативе (1x96) Универсальный наконечник 250 мкл (россыпь) - 1000 шт. Универсальный наконечник 300 мкл (россыпь) - 1000 шт. Универсальный наконечник 300 мкл в штативах (1x96) Универсальный наконечник 300 мкл (россыпь) - 500 шт. Наконечник с фильтром (россыпь) 100 мкл - 1000 шт. Наконечник с фильтром в штативах 100 мкл (1x96) Наконечник с фильтром (россыпь) 200 мкл - 1000 шт. Наконечник с фильтром в штативах 200 мкл (1x96) |

Таблица соответствия дозаторов и наконечников производства ООО «ЭКРОСХИМ»

| КОД ТОВАРА | ДОЗАТОРЫ | КОД ТОВАРА | НАКОНЕЧНИКИ |
|--|---|---|---|
| 1.75.30.50.0060 1.75.30.30.0043 1.75.30.60.0020 1.75.30.60.0030 1.75.30.60.0040 1.75.30.70.0020 1.75.30.70.0030 1.75.30.30.0002 1.75.30.40.0070 1.75.30.30.0065 | Дозатор ЭКОХИМ - ОП-1-20-200 Дозатор Экохим - ОПА-20-200 Дозатор Экохим - МП-8-5-50 Дозатор Экохим - МП-8-10-100 Дозатор Экохим - МП-8-30-300 Дозатор ЭКОХИМ - МП-12-5-50 Дозатор ЭКОХИМ - МП-12-10-100 Дозатор ЭКОХИМ - МП-12-30-300 Дозатор ЭКОХИМ - ОФ-1-200 Дозатор Экохим - ОФА-200 | 1.75.30.30.0100 1.75.30.30.0100Ш 1.75.30.30.0101 1.75.30.30.0093 1.75.30.30.0093Ш 1.75.30.30.0093.5 1.75.30.30.1020 1.75.30.30.1020Ш.1 | Универсальный наконечник 200 мкл (россыпь) - 1000 шт. Универсальный наконечник 200 мкл в штативе (1x96) Универсальный наконечник 250 мкл (россыпь) - 1000 шт. Универсальный наконечник 300 мкл (россыпь) - 1000 шт. Универсальный наконечник 300 мкл в штативах (1x96) Универсальный наконечник 300 мкл (россыпь) - 500 шт. Наконечник с фильтром (россыпь) 200 мкл - 1000 шт. Наконечник с фильтром в штативах 200 мкл (1x96) |
| 1.75.30.50.0070 1.75.30.30.0040 1.75.30.40.0080 1.75.30.30.0067 1.75.30.40.0090 1.75.30.30.0069 1.75.30.40.1000 1.75.30.30.0062 | Дозатор ЭКОХИМ - ОП-1-100-1000 Дозатор Экохим - ОПА-100-1000 Дозатор ЭКОХИМ - ОФ-1-250 Дозатор Экохим - ОФА-250 Дозатор ЭКОХИМ - ОФ-1-500 Дозатор Экохим - ОФА-500 Дозатор ЭКОХИМ - ОФ-1-1000 Дозатор Экохим - ОФА-1000 | 1.75.30.30.0096 1.75.30.30.0099 1.75.30.30.0097Ш 1.75.30.30.1030 1.75.30.30.1030Ш.1 | Универсальный наконечник 1000 мкл (россыпь) - 1000 шт. Универсальный наконечник 1000 мкл (россыпь) - 500 шт. Универсальный наконечник 1000 мкл в штативах (1x96) Наконечник с фильтром (россыпь) 1000 мкл - 1000 шт. Наконечник с фильтром в штативах 1000 мкл (1x96) |
| 1.75.30.50.0080 1.75.30.30.0045 1.75.30.40.1010 1.75.30.30.0066 1.75.30.40.1020 1.75.30.30.0070 | Дозатор ЭКОХИМ - ОП-1-500-5000 Дозатор Экохим - ОПА-500-5000 Дозатор ЭКОХИМ - ОФ-1-2000 Дозатор Экохим - ОФА-2000 Дозатор ЭКОХИМ - ОФ-1-5000 Дозатор Экохим - ОФА-5000 | 1.75.30.30.0095 | Универсальный наконечник 5000 мкл (россыпь) - 100 шт. |
| 1.75.30.50.0090 1.75.30.30.0076 1.75.30.40.1021 1.75.30.30.0063 | Дозатор ЭКОХИМ - ОП-1-1000-10000 Дозатор Экохим - ОПА-1000-10000 Дозатор ЭКОХИМ - ОФ-1-10000 Дозатор Экохим - ОФА-10000 | 1.75.30.30.0094 | Универсальный наконечник 10000 мкл (россыпь) - 100 шт. |