



ЭКРОС
группа компаний

Штатив лабораторный универсальный ПЭ-2700

Паспорт

Версия 1.3 от 27.11.2015

Номер по каталогу:

1.75.10.0260



1. Общие указания

Штатив ПЭ-2700 предназначен для использования в химических лабораториях.

2. Основные характеристики

- 2.1. Высота, мм 720
- 2.2. Масса, кг, не более 5

3. Комплект поставки

- 3.1. Штанга 1 шт.
- 3.2. Основание 1 шт.
- 3.3. Зажим прямоугольный 2 шт.
- 3.4. Кольцо 1 шт.
- 3.5. Держатель зажимов и колец 3 шт.
- 3.6. Паспорт 1 шт.

4. Сведения о приёмке

Штатив лабораторный универсальный ПЭ-2700 соответствует требованиям технических условий БКРЕ.418329.004ТУ, обязательным требованиям национальных стандартов, технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

5. Гарантийные обязательства

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
- 5.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится замена штатива при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6. Сведения о рекламации

При появлении неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации претензии направлять по адресу:

ООО «Экохим»

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 22, корп. И, оф. 406

Тел. (812) 322-96-00, факс (812) 448-76

E-mail: info@ecohim.ru, URL: www.ecohim.ru